



CADRE DE W.C. PRIMA

UGS: 10146

200.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Réglage tous les 2.5cm
- Largeur totale: 60cm
- Profondeur totale: 48cm
- Hauteur d'assise: 39 à 59cm
- Hauteur des accoudoirs: 61 à 81cm
- Largeur entre accoudoirs: 52cm
- Profondeur d'assise: 44cm
- Largeur assise: 41cm
- Ouverture lunette: 20x28cm
- Matériaux: acier époxy, Polypropylène
- Poids: 4.1kg
- Poids maxi utilisateur: 190kg

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Cadre de W.C.](#)

Cadre réhausse W.C. utilisable avec toutes les formes de cuvettes.
Cadre acier.
Assise plastique blanc clipsée.

SKU

10146

10147

Price

200.00 CHF TVA incluse

200.00 CHF TVA incluse

Description

SPÉCIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS

Option

Assise: Standard

Assise: Ouverte

