



CADRE DE W.C. SÉCURISÉ

UGS: 10059

160.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur entre accoudoirs: 61-65cm
- Hauteur totale: 65-79cm
- Profondeur hors tout: 47cm
- Couleur: Blanc et bleu
- Poids: 4.9kg
- Matériaux: acier + peinture époxy et polypropylène
- Poids maxi utilisateur: 138kg

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Cadre de W.C.](#)

Fixés directement sur la faïence ou posés, ces cadres s'ajustent pour apporter un appui stable, évitant toute intervention sur les murs pour fixer des barres d'appui.
Réglable en largeur et Réglable en hauteur.