



## CADRE DE WC PRIMA

**UGS:** 10146

**200.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Réglage tous les 2.5cm
- Largeur totale: 60cm
- Profondeur totale: 48cm
- Hauteur d'assise: 39 à 59cm
- Hauteur des accoudoirs: 61 à 81cm
- Largeur entre accoudoirs: 52cm
- Profondeur d'assise: 44cm
- Largeur assise: 41cm
- Ouverture lunette: 20x28cm
- Matériaux: acier époxy, Polypropylène
- Poids: 4.1kg
- Poids maxi utilisateur: 190kg

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Cadre de WC](#)

Cadre réhausse WC utilisable avec toutes les formes de cuvettes.  
Cadre acier.  
Assise plastique blanc clipsée.

#### SKU

10146

10147

#### Price

200.00 CHF TVA incluse

200.00 CHF TVA incluse

#### Description

**SPÉCIFICATIONS**  
**SPÉCIFICATIONS**

#### Option

Assise: Standard

Assise: Ouverte

