



## CADRE DE WC PRIMA

**UGS:** 10146

**150.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Réglage tous les 2.5cm
- Largeur totale: 60cm
- Profondeur totale: 48cm
- Hauteur d'assise: 39 à 59cm
- Hauteur des accoudoirs: 61 à 81cm
- Largeur entre accoudoirs: 52cm
- Profondeur d'assise: 44cm
- Largeur assise: 41cm
- Ouverture lunette: 20x28cm
- Matériaux: acier époxy, Polypropylène
- Poids: 4.1kg
- Poids maxi utilisateur: 190kg

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Cadre de WC](#)

## CADRE DE WC PRIMA – RÉHAUSSEUR STABLE ET UNIVERSEL

Le **cadre de WC Prima** est une solution simple et efficace pour faciliter l'utilisation des toilettes aux personnes à mobilité réduite. Il combine la fonction de réhausseur avec un cadre de maintien latéral, offrant ainsi confort et sécurité pendant les transferts assis-débout.

Ce modèle est conçu pour s'adapter à la **majorité des formes de cuvettes**, grâce à sa structure ouverte et stable. Le **cadre en acier robuste** assure une excellente résistance, tandis que l'**assise en plastique blanc** se clipse facilement sur la structure, sans outil.

Le **cadre de WC Prima** permet de conserver son autonomie et de prévenir les chutes dans la salle de bain. Il est idéal pour une utilisation temporaire ou permanente à domicile, en clinique ou en EHPAD.

### ☐ **Caractéristiques du cadre de WC :**

- Convient à toutes les formes de cuvettes
- Structure en acier durable et stable
- Assise clipsée en plastique blanc, facile à nettoyer
- Installation rapide sans outil
- Solution pratique pour personnes à mobilité réduite

### **Sécurité et confort à chaque passage aux toilettes**

Avec le **cadre de WC Prima**, vous renforcez la sécurité dans vos sanitaires tout en apportant un

meilleur confort d'usage. Il s'intègre facilement dans toutes les configurations de salle de bain.

### Commandez votre cadre de WC Prima – Livraison rapide en Suisse !

SKU	Price	Description	Option
10146	150.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS SPÉCIFICATIONS	Assise: Standard
10147	150.00 CHF TVA incluse		Assise: Ouverte

