



CADRE DE WC RÉGLABLE ASHBRAY

UGS: 10058

200.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur totale: 68 à 83cm
- Hauteur mini - maxi du siège: 46 à 61cm
- Profondeur totale: 48cm
- Largeur entre accoudoirs: 50cm
- Siège (L x l): 45 x 38.5cm
- Ouverture lunette: 17x25cm
- Poids max.: 190kg

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Cadre de WC](#)

CADRE DE WC RÉGLABLE ASHBRAY – CONFORT ET STABILITÉ POUR VOS TOILETTES

Le **cadre de WC réglable ASHBRAY** est une solution pratique et sécurisante pour les personnes ayant besoin d'un soutien supplémentaire aux toilettes. Il combine une assise confortable et des accoudoirs latéraux solides qui facilitent les transferts tout en renforçant la stabilité.

Le **siège en plastique moulé** se clipse facilement sur le cadre, ce qui simplifie l'installation et le nettoyage. La forme générale du cadre est étudiée pour être facile à entretenir. Les **pieds métalliques réglables en hauteur** sont peints en époxy et équipés de tampons antiglisser pour une adhérence optimale au sol.

▣ Les atouts du cadre de WC ASHBRAY :

- Assise confortable en plastique moulé
- Accoudoirs sécurisants pour les transferts
- Fixation rapide du siège par clips
- Pieds réglables en hauteur avec embouts antiglisser
- Structure facile à nettoyer et stable

Un cadre de WC pour plus d'autonomie et de sécurité

Le **cadre de WC ASHBRAY** convient parfaitement aux personnes âgées, en convalescence ou à mobilité réduite. Il offre un véritable confort d'utilisation et renforce la sécurité dans la salle de bain au quotidien.

Commandez votre cadre de WC réglable ASHBRAY – Livraison rapide en Suisse !