



## CADRE DE WC SÉCURISÉ

**UGS:** 10059H

**160.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Largeur entre accoudoirs: 61-65cm
- Hauteur totale: 65-79cm
- Profondeur hors tout: 47.5cm
- Couleur: Blanc et bleu
- Poids: 4.9kg
- Matériaux: acier + peinture époxy et polypropylène
- Poids maxi utilisateur: 138kg

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Cadre de WC](#)

Equipé de 4 pieds antidérapants, ce cadre de sécurité amovible s'ajuste facilement en hauteur et en largeur pour s'adapter à tous les WC.

Il s'installe sans outils pour apporter un appui stable, évitant ainsi toute intervention sur les murs pour fixer des barres d'appui.