



CADRE DE MARCHÉ PLIANT 2 ROUES 5" RÉGLABLE EN LARGEUR

UGS: 20172

159.00 CHF – 283.00 CHF Plage de prix :
159.00 CHF à 283.00 CHF TVA incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure : **aluminium**
- Roues : pneus PVC 5"
- Réglage de la largeur : **5 positions de 57 à 69cm**
- Largeur entre les poignées : **39,5 à 49,5 cm**
- Profondeur totale : **44,5 cm**
- Réglage en hauteur : **8 positions de 77.5 à 95cm**
- Poids du cadre : **2,6 kg**
- Poids maximum utilisateur : **136 kg**
- Pliable : **oui**
- Utilisation : principalement en intérieur
- Utilisation extérieure : possible sur surfaces planes
- Garantie fabricant : **2 ans**

Categories: [2. Mobilité](#), [Cadre de marche](#)

CADRE DE MARCHÉ PLIANT 2 ROUES 5" RÉGLABLE EN LARGEUR

Le **cadre de marche pliant 2 roues 5" réglable en largeur** est une aide à la marche légère et particulièrement adaptable, destinée aux personnes ayant besoin d'un appui stable lors de leurs déplacements.

Sa particularité réside dans son **réglage en largeur sur 5 positions**. La largeur totale peut ainsi être ajustée de **57 à 69 cm**, tandis que l'espace entre les poignées varie de **39,5 à 49,5 cm**. Cette possibilité permet d'adapter le cadre à la morphologie de l'utilisateur et à son environnement.

La hauteur est également réglable sur **8 positions, de 77,5 à 95 cm**. Les différents réglages sont sécurisés par des boutons de verrouillage et un système de blocage de la largeur.

Équipé de **2 roues avant de 5 pouces** et de deux pieds arrière compatible avec UGS.20030 patins (paire), le cadre accompagne le déplacement tout en conservant un appui stable. Son châssis en aluminium ne pèse que **2,6 kg** et supporte un utilisateur jusqu'à **136 kg**.

Les deux poignées latérales permettent de **replier le cadre vers l'intérieur** afin de réduire son

encombrement pour le rangement ou le transport.

Le cadre est principalement destiné à une **utilisation intérieure**. Il peut également être utilisé à l'extérieur sur des surfaces planes.

<https://www.youtube.com/watch?v=WMmCC7ewbpY>

SKU	Price	Description	Patins	Accessoires
20172	159.00 CHF TVA incluse		Sans Patins	Sans Accessoires
20172	189.00 CHF TVA incluse		Sans Patins	Panier
20172	258.00 CHF TVA incluse		Sans Patins	Caddie Buckingham
20172	184.00 CHF TVA incluse		Sans Patins	Filet
20172	184.00 CHF TVA incluse		Avec Patins	Sans Accessoires
20172	214.00 CHF TVA incluse		Avec Patins	Panier
20172	283.00 CHF TVA incluse		Avec Patins	Caddie Buckingham
20172	209.00 CHF TVA incluse		Avec Patins	Filet

