



CADRE WC À FIXER LIDDY

UGS: 10152

85.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur: 56cm
- Hauteur: 63-74cm
- Profondeur: 47cm
- Poids: 1.45kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Cadre de WC](#)

CADRE WC À FIXER LIDDY – STABILISÉ, DISCRET ET RÉGLABLE

Le **cadre WC à fixer Liddy** offre une solution discrète et efficace pour renforcer la sécurité autour des toilettes. Conçu pour les personnes à mobilité réduite ou en convalescence, ce cadre améliore la stabilité pendant les transferts et limite les risques de chute.

Contrairement aux cadres classiques posés au sol, ce modèle se **fixe directement sur la cuvette** grâce au système de fixation de la lunette existante. Ce mode d'installation assure un gain de place tout en garantissant une parfaite intégration dans votre salle de bain.

La hauteur du cadre est réglable, ce qui permet de l'ajuster aux besoins de l'utilisateur. Les accoudoirs offrent un appui confortable pour se relever ou s'asseoir sans effort. Ce cadre est idéal pour un usage quotidien et prolongé à domicile.

☐ **Caractéristiques du cadre WC Liddy :**

- Fixation solide sur la cuvette par la visserie de la lunette
- Hauteur réglable pour s'adapter à chaque utilisateur
- Structure stable sans pieds au sol
- Accoudoirs intégrés pour plus de confort
- Design compact, facile à nettoyer

Une solution gain de place et efficace

Le **cadre WC à fixer Liddy** allie simplicité d'installation, confort d'usage et esthétique. Il s'intègre discrètement à vos toilettes tout en améliorant votre autonomie au quotidien.

Commandez-le maintenant – Livraison rapide en Suisse !