



## CADRE WC À FIXER LIDDY

**UGS:** 10152

**85.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Largeur: 56cm
- Hauteur: 63-74cm
- Profondeur: 47cm
- Poids: 1.45kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Cadre de WC](#)

Cadre de toilette réglable en hauteur. Fixation sur la cuvette avec le système de fixation de la lunette.