

## CANNE ANGLAISE 771 FORTISSIMO (SEULE)

**UGS:** 20069

**99.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur poignée: 76-106cm
- Double réglage
- Appui bras réglable: 24 à 32cm
- Poids: 1.3kg l'unité
- Poids max. utilisateur: 180kg

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Canne anglaise](#)



## CANNE ANGLAISE 771 FORTISSIMO CROISSANT FERMÉ (SEULE) – APPUI STABLE ET CONFORT

La **canne anglaise 771 Fortissimo poignée mousse croissant fermé** offre un excellent équilibre entre sécurité, stabilité et confort d'utilisation pour les personnes allant jusqu'à 180kg.

Grâce à sa **large poignée souple en mousse**, elle permet une prise en main confortable, même pendant une utilisation prolongée. De plus, l'**appui-bras réglable** assure une posture adaptée à chaque utilisateur. Cette canne est idéale pour les personnes ayant besoin d'un soutien régulier dans leurs déplacements.

Son **croissant fermé** a un avantage pratique : il maintient la canne au bras, ce qui permet par exemple d'ouvrir une porte sans devoir poser la canne. Fabriquée en **aluminium anodisé bleu métallisé**, elle allie robustesse, légèreté et élégance.

### □ Caractéristiques principales :

- Vendue à l'unité
- Poignée souple en mousse
- Appui-bras réglable en hauteur
- Croissant fermé pour garder la canne au bras
- Tube en aluminium anodisé bleu métallisé

### Une aide à la marche pratique et confortable

Optez pour la **canne anglaise poignée mousse 771 Fortissimo (seule)** et profitez d'un appui fiable et ergonomique au quotidien. **Commandez maintenant – Livraison rapide en Suisse !**

