



CANNE ANGLAISE ANATOMIQUE CROISSANT FERME (PAIRE)

UGS: 20076

98.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur poignée: 74-96cm
- Double réglage
- Appui bras réglable: 24 à 32cm
- Poids: 0.86kg l'unité
- Poids max. utilisateur: 130kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Canne anglaise](#)

Canne anglaise confort qui allie confort et sécurité.

Large poignée, souple et aux formes anatomiques, qui permet une excellente répartition des appuis.

L'appuie-bras se règle en hauteur pour offrir un support optimal.

Le croissant permet de tenir la canne au bras lors de l'ouverture d'une porte par exemple.

Tube aluminium anodisé bleu métallisé.