



## CANNE ANGLAISE CLASSIQUE (PAIRE)

**UGS:** 20037

**46.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur poignée: 73-96cm
- Longueur poignée: 24cm
- Diamètre pieds: 1.7cm
- Poids: 0.515kg
- Couleur: Noir
- Poids max. utilisateur: 100kg

**Disponible à la location: 20.- CHF/mois (noir uniquement)**

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Canne anglaise](#)

## CANNE ANGLAISE CLASSIQUE (PAIRE) – LÉGÈRETÉ ET SOUTIEN AU QUOTIDIEN

La **canne anglaise classique (paire)** est conçue pour offrir un appui stable et confortable lors de la marche. Réglable en hauteur, elle s'adapte facilement à la morphologie de chaque utilisateur, ce qui en fait un choix idéal pour un usage ponctuel ou prolongé.

Son **tube en aluminium anodisé gris** allie légèreté et solidité. La poignée en plastique rigide noir offre une prise en main ferme et sécurisée, tout en restant agréable à utiliser au quotidien. Grâce à son design simple et fonctionnel, cette canne anglaise s'intègre naturellement dans tous les environnements, que ce soit à domicile ou en déplacement.

Vendue par paire, elle convient parfaitement aux personnes ayant besoin d'un soutien bilatéral ou d'une rééducation progressive de la marche. De plus, sa structure démontre une excellente durabilité, même en cas d'usage fréquent.

### ☐ **Caractéristiques de la canne anglaise classique :**

- Vendue par paire
- Réglable en hauteur pour un ajustement personnalisé
- Tube en aluminium anodisé gris : léger et robuste
- Poignée en plastique rigide noir, ergonomique
- Idéale pour l'usage quotidien ou la rééducation

### **Un appui fiable pour vos déplacements**

La **canne anglaise classique (paire)** assure confort, stabilité et simplicité d'usage. **Commandez dès aujourd'hui – Livraison rapide en Suisse !**

SKU	Price	Description	Option
20037	46.00 CHF TVA incluse	<b>SPÉCIFICATIONS</b> <b>Disponible à la location: 20.- CHF/mois (noir uniquement)</b>	Couleur: Noir
20106	46.00 CHF TVA incluse	<b>SPÉCIFICATIONS</b>	Couleur: Bleu
20107	46.00 CHF TVA incluse	<b>SPÉCIFICATIONS</b>	Couleur: Aubergine
20108	46.00 CHF TVA incluse	<b>SPÉCIFICATIONS</b>	Couleur: Lila

