



## CANNE ANGLAISE GRANDE TAILLE (PAIRE)

**UGS:** 20072

**46.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur poignée: 85-107cm
- Longueur poignée: 24cm
- Diamètre pieds: 2.2cm
- Poids: 0.635kg
- Couleur: Gris
- Poids max. utilisateur: 130kg
- Taille min. utilisateur: 1.80m

**Categories:** [Canne anglaise](#), [Mobilité](#)

Canne anglaise légère en aluminium anodisé gris, croissant en plastique gris.  
La fonction de crochet permet d'assembler les 2 cannes et d'assurer la liberté de mouvement à l'autre bras du patient.  
Version haute pour des patients mesurant plus d'1.80m.