



## CANNE ANGLAISE GRANDE TAILLE (PAIRE)

UGS: 20072

70.00 CHF TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur poignée: 85-107cm
- Longueur poignée: 24cm
- Diamètre pieds: 2.2cm
- Poids: 0.635kg
- Couleur: Gris
- Poids max. utilisateur: 130kg
- Taille min. utilisateur: 1.80m

Categories: [2. Mobilité](#), [Canne anglaise](#)

## CANNE ANGLAISE GRANDE TAILLE (PAIRE) – STABILITÉ ET CONFORT POUR LES UTILISATEURS DE GRANDE STATURE

La **canne anglaise grande taille (paire)** est spécialement conçue pour répondre aux besoins des personnes mesurant plus de 1,80 m. Grâce à sa structure allongée et renforcée, elle assure un soutien optimal tout en garantissant une posture naturelle et confortable.

Fabriquées en **aluminium anodisé gris**, ces cannes sont à la fois **légères, résistantes et durables**. Leur **croissant en plastique** assure un bon maintien de l'avant-bras. De plus, elles sont équipées d'un système de **crochet d'assemblage** permettant de relier les deux cannes ensemble lorsqu'elles ne sont pas utilisées, ce qui libère une main à l'utilisateur en toute sécurité.

Ces cannes sont idéales pour un usage quotidien, que ce soit en phase de rééducation ou pour accompagner une perte d'autonomie liée à la taille de l'utilisateur. Elles allient praticité, sécurité et confort.

### ▣ Caractéristiques principales :

- Vendu par paire (gauche et droite)
- Version grande taille pour personnes de plus de 1,80 m
- Structure en aluminium anodisé gris, légère et solide
- Poignée et appui antébrachial en plastique ergonomique
- Fonction de crochet pour assembler les cannes

### Un appui adapté à votre morphologie

La **canne anglaise grande taille (paire)** est le choix idéal pour garantir équilibre et autonomie aux personnes de grande stature. **Commandez dès aujourd'hui – Livraison rapide en Suisse !**