



## CANNE AVEC APPUI POUR ARTHRITIQUE (SEULE)

UGS: 20056

139.00 CHF TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 96-121cm
- Poids: 1.4kg
- Conditionnement: Par paire
- Poids max. utilisateur: 160kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Canne](#)

## CANNE AVEC APPUI POUR ARTHRITIQUE (SEULE) – CONFORT ET MAINTIEN POUR LES DOULEURS ARTICULAIRES

La **canne avec appui pour arthritique (paire)** a été spécialement conçue pour offrir un soutien optimal aux personnes souffrant de douleurs chroniques, notamment en cas d'arthrite ou de polyarthrite. En effet, ce modèle soulage efficacement la pression exercée sur les mains, les poignets et les avant-bras.

Grâce à sa **structure en aluminium léger**, elle est facile à manipuler tout en restant très résistante. De plus, la **poignée ergonomique** peut être ajustée en profondeur et en inclinaison, afin de garantir une posture plus naturelle et un appui personnalisé à chaque utilisateur.

Le **support d'avant-bras rembourré** assure un confort supplémentaire, même lors d'une utilisation prolongée. Par ailleurs, la **sangle Velcro® intégrée** sécurise parfaitement l'avant-bras pour éviter tout glissement. L'embout antidérapant, quant à lui, assure une excellente adhérence sur différents types de sols.

### ▣ Caractéristiques principales :

- Vendue par paire (droite et gauche)
- Structure légère en aluminium, facile à manier
- Réglage en hauteur, inclinaison et profondeur
- Appui avant-bras rembourré avec sangle Velcro®
- Embouts antidérapants pour une sécurité renforcée

### Une aide à la marche adaptée à vos besoins

La **canne avec appui pour arthritique (paire)** vous accompagne au quotidien avec confort, stabilité et sérénité. **Commandez dès maintenant – Livraison rapide en Suisse !**