



## CANNE AVEC EMBOUT STABILISATEUR

**UGS:** 20131

**60.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

Tient debout seule

- Hauteur réglable de 77 à 95 cm
- Matériaux: aluminium
- Pliable
- Poids: 460g
- Poids max. utilisateur: 150kg

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Canne](#)

La canne de marche Hurrycane dispose d'un embout stabilisateur révolutionnaire. Cet embout pivote à 360°, ce qui donne un effet très dynamique et sécurisant à la marche. Lorsque vous la posez, la canne tient debout seule, avec une extraordinaire stabilité. Elle est pliante. La poignée ergonomique en bi-matière souple est très confortable. Structure en aluminium léger et résistant. Hauteur réglable de 77 à 95 cm. Diamètre base 9 cm. Poids 460 gr.

