



CANNE BLANCHE TÉLESCOPIQUE PLIABLE POUR MALVOYANT – 133,5 CM

UGS: 20137

49.00 CHF TVA incluse

Caractéristiques techniques :

- Matière : aluminium
- Structure : pliable en 5 parties
- Longueur dépliée : **133,5 cm**
- Longueur pliée : **30,2 cm**
- Poignée : large poignée en caoutchouc
- Dragonne intégrée
- Embout monté sur axe rotatif
- Élément réfléchissant rouge à l'extrémité

Categories: [2. Mobilité](#), [Canne](#)

CANNE BLANCHE TÉLESCOPIQUE PLIABLE POUR MALVOYANT – 133,5 CM

Cette canne blanche est conçue pour faciliter les déplacements des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Fabriquée en aluminium, elle se plie en **5 parties** afin d'être facilement transportée et rangée dans un sac.

Elle est équipée d'une **large poignée en caoutchouc avec dragonne**, offrant une prise en main confortable et sécurisée.

Son extrémité large en ABS, montée sur un **axe rotatif**, permet de glisser facilement sur la chaussée lors des déplacements. Un élément réfléchissant rouge améliore également la visibilité de l'utilisateur auprès des autres usagers.

Une fois repliée, la canne ne mesure que **30,2 cm**, pour une longueur totale de **133,5 cm** lorsqu'elle est déployée.

Commandez dès maintenant – Livraison rapide en Suisse.

