



CANNE DE GENOUX MAIN LIBRE IWALK 2.0

UGS: 20124

370.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Taille unique, réglable pour les personnes mesurant de 1.47 à 1.98m
- Réglage au niveau de la cuisse: Ø39 à 71cm
- Hauteur: 42.5cm
- Largeur: 20.5cm
- Longueur: 14cm
- Poids: 2.3kg
- Charge max. utilisateur: 125kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Canne](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

CANNE DE GENOUX MAIN LIBRE IWALK 2.0 – MOBILITÉ AUTONOME SANS LES MAINS

La **Canne de genoux main libre iWALK 2.0** est une alternative innovante à la béquille classique. Elle permet aux utilisateurs de conserver l'usage de leurs mains tout en maintenant leur mobilité pendant une convalescence.

Conçue pour les personnes ayant une lésion au-dessous du genou (fracture du pied, entorse de la cheville, etc.), elle offre une solution pratique, confortable et fonctionnelle. Grâce à ses **sangles rembourrées** et son système de réglage simple, elle s'adapte aussi bien à la jambe droite qu'à la gauche.

□ Caractéristiques de la iWALK 2.0 :

- Dispositif mains libres pour une autonomie maximale
- Facile à enfiler et à retirer
- Sangles confortables avec rembourrage
- Convient à une circonférence de cuisse ≤ 71 cm
- Compatible avec jambe droite ou gauche
- Nécessite la capacité de plier le genou à 90°

Une solution idéale pour vos déplacements temporaires

La **Canne de genoux main libre iWALK 2.0** améliore votre qualité de vie pendant la guérison.
Commandez dès maintenant – Livraison sous 2 à 3 semaines.

