



CANNE QUADRIPODE À BASE ÉTROITE, LÈGÈRE, RÉGLABLE

UGS: 20084

95.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur réglable: 83-103cm
- Encombrement sol: 24x31cm
- Poids: 0.7kg
- Poids max. utilisateur: 100kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Canne tripode et quadripode](#)

Canne quadripode qui offre un haut niveau de stabilité par rapport à tous les styles de canne. La base à quatre branches vous permet de parcourir en toute confiance des zones en pente, glissantes ou instables sans vous préoccuper de la perte de son adhérence.

Canne en aluminium argenté avec poignée en mousse souple. La poignée mousse vous donne un bon et sûr sentiment de maintien. La canne est adaptée pour les adolescents et les adultes. La base se caractérise par une grande stabilité et est équipée de pieds antidérapants en caoutchouc. Le réglage en hauteur s'effectue à travers un clip en 9 hauteurs différentes.