



CANNE QUADRIPODE À BASE ÉTROITE, RÉGLABLE

UGS: 20057

90.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 69-94cm
- Poids: 1.2kg
- Empreinte au sol: 13x13cm
- Poids max. utilisateur: 125kg

Categories: [Canne tripode et quadripode,](#)
[Mobilité](#)

Canne quadripode base étroite.
Base en acier chromé et col de cygne en aluminium.
Poignée moulée confortable réglable en hauteur.