



## CANNE QUADRIPODE À BASE LARGE, RÉGLABLE

**UGS:** 20058

**79.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 74-100cm
- Poids: 1.2kg
- Empreinte au sol: 38x26x23cm
- Poids max. utilisateur: 125kg

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Canne tripode et quadripode](#)

## CANNE QUADRIPODE À BASE LARGE RÉGLABLE – STABILITÉ MAXIMALE ET CONFORT DE MARCHE

La **canne quadripode à base large réglable** est conçue pour offrir une stabilité exceptionnelle à toutes les personnes qui souhaitent se déplacer en toute sécurité. Grâce à sa base élargie à quatre points d'appui, elle permet de marcher avec confiance, même sur des sols irréguliers ou glissants.

En effet, sa **base en acier chromé** lui confère une robustesse à toute épreuve, tandis que le **col de cygne en aluminium** garantit une grande légèreté. Ainsi, elle est à la fois solide et facile à manipuler. De plus, la **poignée moulée ergonomique** assure une prise en main confortable et antidérapante, ce qui augmente la sécurité à chaque pas.

Par ailleurs, la canne est **réglable en hauteur**, ce qui permet de l'ajuster facilement à la taille de l'utilisateur. Elle convient donc aussi bien aux personnes âgées qu'aux utilisateurs en phase de rééducation. En combinant stabilité, confort et adaptabilité, cette **canne quadripode à base large** est un choix judicieux pour le quotidien.

### ▣ Caractéristiques principales :

- Base large quadripode pour une stabilité renforcée
- Structure en acier chromé robuste et durable
- Col de cygne en aluminium léger
- Poignée moulée ergonomique pour un appui confortable
- Hauteur réglable pour un ajustement personnalisé

### Une aide à la marche sécurisée et polyvalente

Choisissez la **canne quadripode à base large réglable** pour un appui fiable et confortable au quotidien. **Commandez dès maintenant – Livraison rapide en Suisse !**