



CANNE TRIPODE RÉGLABLE

UGS: 20070

95.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur poignée: 78-90
- Encombrement pieds: 31x27cm
- Diamètre pieds: 2cm
- Poids: 1.1kg
- Poids max. utilisateur: 90kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Canne tripode et quadripode](#)

Canne tripode avec poignée ergonomique col de cygne.
Finition peinture époxy, réglable en hauteur.