



## CEINTURE DE TRANSFERT TRANSAC

**UGS:** 40026

**200.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- 6 sangles verticales et 5 horizontales
- Matière: Polyester, boucle nylon
- Taille: S (105 cm)
- Taille: M (120 cm)
- Taille: L (135 cm)
- Poids: 300g

**Categories:** [4. Aide/Confort](#), [Accessoire d'aide/confort](#)

La ceinture de transfert Transac permet d'avoir des prises fermes et réduit les efforts des aidants pour le relevage.

Elle peut s'utiliser soit autour de l'aidant pour cette opération, soit autour de la personne pour l'assister dans sa marche.

Son utilisation stabilise les personnes ayant des troubles légers de l'équilibre.

Pour choisir la taille de la sangle, l'utilisateur doit mesurer son tour de taille et choisir le modèle adéquat.

Le réglage optimal (serrage) se fait grâce à la sangle intégrée à la ceinture.

SKU	Price	Description	Option
40026	200.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Taille S
40027	200.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Taille M
40028	200.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Taille L

