



CHAISE DE DOUCHE/WC À ROULETTES ASTON

UGS: 10072

499.00 CHF – 1'449.00 CHF Plage de prix :
499.00 CHF à 1'449.00 CHF TVA incluse

Caractéristiques Techniques :

- **Hauteur d'assise** : Standard, XL et XXL 51 à 56cm | Grandes Roues 50cm
- **Hauteur sous assise** : Standard, XL et XXL 43 à 48cm | Grandes Roues 44,5 / 47 / 49,5cm
- **Largeur totale** : Standard 56cm | XL 66cm | XXL 80cm | Grandes Roues 70cm
- **Hauteur totale** : Standard, XL et XXL 99 / 104cm | Grandes Roues 99cm
- **Profondeur d'assise** : 43cm (tous modèles)
- **Largeur d'assise** : Standard et Grandes Roues 46cm | XL 55cm | XXL 60cm
- **Longueur totale** : Standard, XL et XXL 87cm | Grandes Roues 112cm
- **Roues** : Standard, XL et XXL 4 roues pivotantes | Grandes Roues 2 roues arrière 24"
- **Structure** : Aluminium peint anticorrosion
- **Poids** : Standard 13,4kg | XL 17kg | XXL 19kg | Grandes Roues 16kg
- **Poids max.** : Standard et Grandes Roues 160kg | XL 260kg | XXL 300kg

Disponible à la location en modèle
Standard : 65.- CHF/mois + Achat du Seau
25.- CHF / 1 fois

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise de douche](#)

CHAISE DE DOUCHE/WC ASTON – STANDARD, XL, XXL ET GRANDES ROUES 24"

La **chaise de douche et WC ASTON** associe confort, sécurité et praticité pour faciliter la toilette quotidienne des personnes à mobilité réduite. Adaptée à une utilisation sous la douche ou au-dessus des toilettes, elle dispose d'une **assise souple et percée**, d'un insert amovible et d'un seau hygiénique.

Sa **structure en aluminium anticorrosion** assure robustesse et facilité d'entretien. Les

accoudoirs relevables facilitent les transferts, tandis que le repose-pieds escamotable et réglable améliore le confort d'utilisation.

Disponible en **4 modèles**, la gamme ASTON s'adapte à différentes morphologies et aux besoins de mobilité de chaque utilisateur.

LES 4 MODÈLES ASTON

ASTON Standard – Confort et maniabilité

Modèle polyvalent équipé de 4 roues pivotantes avec freins, idéal pour une utilisation accompagnée.

- Largeur d'assise : 46 cm
- Poids maximum utilisateur : 160 kg

ASTON XL – Assise élargie

Version renforcée offrant davantage d'espace et de confort pour les personnes de forte corpulence.

- Largeur d'assise : 55 cm
- Poids maximum utilisateur : 260 kg
- **Option Grandes Roues : nous consulter pour le tarif.**

ASTON XXL – Grande capacité

Modèle spécialement conçu pour les fortes corpulences, avec une assise spacieuse et une structure renforcée.

- Largeur d'assise : 60 cm
- Poids maximum utilisateur : 300 kg
- **Option Grandes Roues : nous consulter pour le tarif.**

ASTON Grandes Roues 24" – Mobilité autonome

Équipée de **2 grandes roues arrière de 24 pouces avec mains courantes**, cette version permet à l'utilisateur de se déplacer de manière autonome selon ses capacités physiques.

- Largeur d'assise : 46 cm
- Poids maximum utilisateur : 160 kg
- Hauteur sous assise réglable : 44,5 / 47 / 49,5 cm

LES POINTS FORTS DE LA GAMME ASTON

- **Double utilisation** : chaise de douche et chaise WC
- **Assise souple et confortable** avec ouverture d'hygiène
- **Accoudoirs relevables** pour faciliter les transferts
- **Repose-pieds escamotable et réglable**
- **Hauteur réglable** selon le modèle
- **Structure aluminium anticorrosion**, facile à nettoyer
- **Mobilité adaptée** : roues pivotantes ou grandes roues autopropulsables selon le modèle

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE ASTON

Sélectionnez la version souhaitée dans le menu déroulant pour afficher son prix et commander en ligne.

Pour une utilisation au-dessus des WC, nous vous recommandons de vérifier les dimensions de votre installation afin de vous assurer de sa compatibilité.

<https://youtu.be/0lqGqC4Bq7E>

AàZsolutions vous conseille dans le choix de votre équipement et assure la livraison en Suisse.

SKU	Price	Description	Modèle
10072-1	499.00 CHF TVA incluse		ASTON Standard – 160 kg
10072-2	619.00 CHF TVA incluse		ASTON Grandes Roues 24"
10072-3	1'049.00 CHF TVA incluse		ASTON XL – 260 kg
10072-4	1'449.00 CHF TVA incluse		ASTON XXL – 300 kg

