



CHAISE DE DOUCHE À ROULETTES ASTON

UGS: 10072

575.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur d'assise (réglable) 51 / 56cm
- Largeur totale: 56cm
- Hauteur totale: 99 - 103cm
- Profondeur assise: 42cm
- Largeur d'assise: 46cm
- Longueur totale: 90cm
- Couleur: blanc-bleu
- Poids: 13.4kg
- Poids max.: 160kg

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise de douche](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

CHAISE DE DOUCHE À ROULETTES ASTON – CONFORT, MOBILITÉ ET HYGIÈNE HAUT DE GAMME

La **chaise de douche à roulettes ASTON** allie confort, sécurité et qualité pour un usage quotidien. Grâce à son **siège souple ouvert vers l'avant**, elle facilite l'accès aux soins intimes tout en offrant une assise agréable. De plus, la **couverture de la cavité d'hygiène** et le **seau inclus** permettent une utilisation en tant que chaise percée.

Fabriquée en **aluminium laqué de haute qualité**, la structure est à la fois légère, robuste et résistante à la corrosion. Les **accoudoirs rabattables** offrent une grande facilité pour les transferts, tandis que les **repose-pieds pivotants et amovibles** s'adaptent aux besoins de chaque utilisateur. En effet, leurs palettes peuvent également se rabattre pour plus de flexibilité.

La **hauteur du siège est ajustable**, ce qui permet de s'adapter à la morphologie de l'utilisateur. De plus, la **hauteur de passage de 51 cm** facilite l'accès au-dessus des WC ou dans une cabine de douche spacieuse.

☐ Points forts de la chaise ASTON :

- Siège souple ouvert avec cavité d'hygiène
- Accoudoirs rabattables pour transferts aisés
- Repose-pieds pivotants, amovibles et rabattables
- Hauteur du siège réglable selon les besoins

- Structure en aluminium laqué, robuste et facile à nettoyer

Une chaise de douche mobile et évolutive

La **chaise de douche à roulettes ASTON** est idéale pour les personnes à mobilité réduite. Elle garantit confort, hygiène et maniabilité, tout en facilitant les gestes quotidiens pour les aidants comme pour les utilisateurs.

Commandez votre chaise de douche à roulettes ASTON – Livraison rapide en Suisse !