



CHAISE DE DOUCHE (ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES)

UGS: 10042

240.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions assise: 40x41cm
- Réglage hauteur: 50-56cm
- Encombrement total: 48x59cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Poids: 7.5kg
- Couleur: Blanc

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise de douche](#)

CHAISE DE DOUCHE AVEC ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES – CONFORT ADAPTÉ ET ACCÈS FACILITÉ

La **chaise de douche avec accoudoirs escamotables** est conçue pour offrir un excellent confort d'assise tout en facilitant les transferts. Ses **accoudoirs rabattables** permettent un accès latéral plus simple, que ce soit pour l'utilisateur seul ou pour l'aidant.

Elle repose sur une **structure robuste et légère** en aluminium, avec des **pieds antiglis** qui assurent une stabilité optimale, même dans les environnements humides. Son **dossier intégré** et son **assise perforée** offrent confort et hygiène. Le montage est rapide, sans outil, ce qui en fait un modèle très pratique au quotidien.

▣ Avantages principaux :

- Accoudoirs escamotables pour transferts facilités
- Assise confortable et stable avec dossier
- Pieds antiglis pour une sécurité maximale
- Structure aluminium résistante à l'eau
- Montage facile sans outil

Idéale pour plus d'autonomie

La **chaise de douche** convient parfaitement aux personnes âgées, en situation de handicap ou en rééducation. Elle favorise une utilisation sécurisée et confortable de la douche, jour après jour.

Commandez votre chaise de douche avec accoudoirs escamotables – Livraison rapide en Suisse !