



## CHAISE DE DOUCHE (ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES)

**UGS:** 10042

**240.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Dimensions assise: 40x41cm
- Réglage hauteur: 50-56cm
- Encombrement total: 48x59cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Poids: 7.5kg
- Couleur: Blanc

**Categories:** [Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise de douche](#)

Chaise de douche en acier haute qualité galvanisé et traitement surface époxy.  
Assise en plastique moulée ergonomique (ABS).  
Les pieds ajustables sont équipés d'embouts antidérapants.  
Accoudoirs relevables pour faciliter le transfert.