



## CHAISE DE DOUCHE (ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES)

**UGS:** 10042  
**240.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Dimensions assise: 40x41cm
- Réglage hauteur: 50-56cm
- Encombrement total: 48x59cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Poids: 7.5kg
- Couleur: Blanc

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise de douche](#)

## CHAISE DE DOUCHE AVEC ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES – CONFORT ADAPTÉ ET ACCÈS FACILITÉ

La **chaise de douche avec accoudoirs escamotables** est conçue pour offrir un excellent confort d'assise tout en facilitant les transferts. Ses **accoudoirs rabattables** permettent un accès latéral plus simple, que ce soit pour l'utilisateur seul ou pour l'aidant.

Elle repose sur une **structure robuste et légère** en aluminium, avec des **pieds antiglisse** qui assurent une stabilité optimale, même dans les environnements humides. Son **dossier intégré et son assise perforée** offrent confort et hygiène. Le montage est rapide, sans outil, ce qui en fait un modèle très pratique au quotidien.

### ☐ Avantages principaux :

- Accoudoirs escamotables pour transferts facilités
- Assise confortable et stable avec dossier
- Pieds antiglisse pour une sécurité maximale
- Structure aluminium résistante à l'eau
- Montage facile sans outil

### Idéale pour plus d'autonomie

La **chaise de douche** convient parfaitement aux personnes âgées, en situation de handicap ou en rééducation. Elle favorise une utilisation sécurisée et confortable de la douche, jour après jour.

**Commandez votre chaise de douche avec accoudoirs escamotables – Livraison rapide en Suisse !**