



Ocean 24" Ergo

Un modèle entrée de gamme à propulsion manuelle

CHAISE DE DOUCHE AQUATEC OCEAN ERGO 24" STANDARD & XL

UGS: 10138

1'149.00 CHF – 1'699.00 CHF Plage de prix :
1'149.00 CHF à 1'699.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Assise réglable en hauteur de 475 à 600mm
- Assise et dossier amovibles pour faciliter le nettoyage
- Accoudoirs réglable (3 Position), relevables et amovibles
- Dossier réglable en tension
- Repose-pieds réglable en hauteur, escamotable et amovibles
- Largeur totale: 67.5cm
- Profondeur sans repose pieds: 85.5cm)
- Largeur assise: 48cm
- Profondeur assise: 45cm
- Hauteur d'assise: Sans Porte-Pot de 40 à 52.5cm avec Porte Seau, de 38.5 à 51cm
- Largeur entre les accoudoirs: 45.5cm
- Poids: Standard = 23Kg , XL = 24Kg
- Couleur: Blanc
- Charge max. utilisateur: 150kg
- **Charge max. utilisateur version XL : 180Kg**

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise de douche](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

CHAISE DE DOUCHE AQUATEC OCEAN ERGO 24" – ROBUSTE, MODULABLE ET FACILE À UTILISER

La **chaise de douche Aquatec Ocean Ergo 24"** est conçue pour garantir confort, sécurité et praticité aux patients comme aux aidants. Elle convient aussi bien à un usage à domicile qu'en établissement médicalisé, grâce à sa conception robuste et évolutive.

Sa **structure en acier inoxydable résistant à la corrosion** est idéale pour une utilisation

régulière, même en milieu chloré. L'assise est **réglable en hauteur de 475 à 600 mm sans outil**, ce qui permet une adaptation rapide à l'utilisateur et à l'environnement.

Le dossier réglable en tension est lavable à 60°C et apporte un excellent maintien. De plus, **l'assise et le dossier sont amovibles** pour faciliter l'entretien. Les repose-pieds sont antidérapants, **réglables en hauteur et escamotables**, tout comme les accoudoirs, pour permettre des transferts latéraux en toute sécurité.

Le montage est simple et se fait sans outil. Chaque élément peut être démonté rapidement pour faciliter le transport ou le nettoyage.

Est également disponible en version XL jusqu'à 180 kg

▣ **Caractéristiques de la chaise Aquatec Ocean Ergo 24" , fauteuil autonome**

- Acier inoxydable anticorrosion – adapté aux milieux chlorés
- Assise réglable en hauteur sans outil : 475 à 600 mm
- Dossier réglable en tension et lavable
- Repose-pieds antidérapants, réglables et escamotables
- Montage facile sans outil – structure démontable
- Nombreux accessoires disponibles pour adaptation personnalisée

Confort et sécurité au quotidien

La **chaise de douche Aquatec Ocean Ergo 24"** est une solution durable et évolutive, adaptée aux soins d'hygiène réguliers. Elle allie confort, facilité d'utilisation et sécurité optimale pour répondre aux exigences de tous les utilisateurs.

Commandez votre chaise Ocean Ergo – Livraison rapide en Suisse !

NOMBREUSES OPTIONS POSSIBLE : Cale tronc (paire), Appui tête ergonomique, Appui nuque, repose jambe, barre de maintien, bloc accoudoir, anti-bascule,... : NOUS CONSULTER POUR UN DEVIS ADAPTE A VOTRE BESOIN.

<https://youtu.be/L5YhKZ6sDIE?si=2eXb6SkUHSaDuOEt>

<https://youtu.be/GpgHrhTDnZc?si=w0KmO63CaZ-j7qm4>

SKU	Price	Description	Modèle	Options
10138-1	1'390.00 CHF TVA incluse		Standard	Sans Option
10138-2	1'499.00 CHF TVA incluse		Standard	Porte-pot + Pot
10138-3	1'699.00 CHF TVA incluse		Standard	Porte-pot + Pot + Assise souple
10133-139	1'149.00 CHF TVA incluse		XL	Sans Option



	Largeur d'assise *	Profondeur d'assise *	Hauteur dossier *	Largeur dossier **	Hauteur dossier **
Ocean Ergo	400 mm	400 mm	475 - 600 mm	565 mm	600 mm
Ocean Ergo SL	400 mm	400 mm	475 - 600 mm	540 mm	600 mm
Ocean 24" Ergo	400 mm	400 mm	475 - 600 mm	475 mm	600 mm
Ocean 24" Ergo SL	400 mm	400 mm	475 - 600 mm	470 mm	600 mm
Ocean V4" Ergo	400 mm	400 mm	475 - 600 mm	565 mm	600 mm
Ocean Dual V4" Ergo	400 mm	400 mm	475 - 600 mm	565 mm	600 mm

	Largeur entre les roues **	Angle d'inclinaison dossier *	Angle d'inclinaison de dossier *	Poids total *	Poids max. utilis. **
Ocean Ergo	475 mm	-	-	17 kg	90 kg
Ocean Ergo SL	520 mm	-	-	16 kg	90 kg
Ocean 24" Ergo	450 mm	-	-	22 kg	90 kg
Ocean 24" Ergo SL	510 mm	-	-	24 kg	90 kg
Ocean V4" Ergo	450 mm	0° - 40°	-	25 kg	90 kg
Ocean Dual V4" Ergo	450 mm	0° - 40°	0° - 20°	26 kg	90 kg



Ocean 24" Ergo XL

Un modèle entrée de gamme à propulsion manuelle, avec un dossier plus large et un poids max. utilisateur plus élevé