



CHAISE DE DOUCHE AQUATEC OCEAN ERGO 5"

UGS: 10133

990.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Assise réglable en hauteur de 475 à 600mm
- Assise et dossier amovibles pour faciliter le nettoyage
- Accoudoirs relevables amovibles
- Dossier réglable en tension
- Repose-pieds réglable en hauteur
- Largeur totale: (roues 5" 56cm) (roues 24" 67.5cm)
- Profondeur sans repose pieds: (roues 5" 70cm) (roues 24" 85.5cm)
- Largeur assise: 48cm
- Profondeur assise: 45cm
- Hauteur d'assise: 47.5 à 60cm
- Largeur entre les accoudoirs: 46cm
- Hauteur d'assise: 47.5 à 60cm
- Poids: (roues 5" 14.5kg) (roues 24" 19.5kg)
- Couleur: Blanc
- Charge max. utilisateur: 150kg
- Dossier réglable en tension et lavable à 60°C

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise de douche](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

CHAISE DE DOUCHE AQUATEC OCEAN ERGO 5" – ROBUSTE, MODULABLE ET FACILE À UTILISER

La **chaise de douche Aquatec Ocean Ergo 5"** est conçue pour garantir confort, sécurité et praticité aux patients comme aux aidants. Elle convient aussi bien à un usage à domicile qu'en établissement médicalisé, grâce à sa conception robuste et évolutive.

Sa **structure en acier inoxydable résistant à la corrosion** est idéale pour une utilisation régulière, même en milieu chloré. L'assise est **réglable en hauteur de 475 à 600 mm sans outil**, ce

qui permet une adaptation rapide à l'utilisateur et à l'environnement.

Le dossier réglable en tension est lavable à 60°C et apporte un excellent maintien. De plus, **l'assise et le dossier sont amovibles** pour faciliter l'entretien. Les repose-pieds sont antidérapants, **réglables en hauteur et escamotables**, tout comme les accoudoirs, pour permettre des transferts latéraux en toute sécurité.

Le montage est simple et se fait sans outil. Chaque élément peut être démonté rapidement pour faciliter le transport ou le nettoyage. **Une large gamme d'accessoires** est également disponible pour transformer la chaise : version fauteuil roulant de douche avec roues 24", version XL jusqu'à 180 kg, et bien plus encore.

▣ **Caractéristiques de la chaise Aquatec Ocean Ergo 5"**

- Acier inoxydable anticorrosion – adapté aux milieux chlorés
- Assise réglable en hauteur sans outil : 475 à 600 mm
- Dossier réglable en tension et lavable
- Repose-pieds antidérapants, réglables et escamotables
- Montage facile sans outil – structure démontable
- Nombreux accessoires disponibles pour adaptation personnalisée

Confort et sécurité au quotidien

La **chaise de douche Aquatec Ocean Ergo 5"** est une solution durable et évolutive, adaptée aux soins d'hygiène réguliers. Elle allie confort, facilité d'utilisation et sécurité optimale pour répondre aux exigences de tous les utilisateurs.

Commandez votre chaise Ocean Ergo – Livraison rapide en Suisse !



	Longueur (standard)	Profondeur (standard)	Hauteur dossier (standard)	Longueur (avec 5" de dossier)	Profondeur (avec 5" de dossier)
Ocean Ergo	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	530 mm	530 mm
Ocean Ergo XL	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	530 mm	530 mm
Ocean 24" Ergo	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	530 mm	530 mm
Ocean 24" Ergo XL	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	530 mm	530 mm
Ocean XP Ergo	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	530 mm	530 mm
Ocean Dual XP Ergo	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	530 mm	530 mm

	Longueur (standard)	Profondeur (standard)	Hauteur dossier (standard)	Longueur (avec 5" de dossier)	Profondeur (avec 5" de dossier)
Ocean Ergo	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	530 mm	530 mm
Ocean Ergo XL	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	530 mm	530 mm
Ocean 24" Ergo	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	530 mm	530 mm
Ocean 24" Ergo XL	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	530 mm	530 mm
Ocean XP Ergo	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	530 mm	530 mm
Ocean Dual XP Ergo	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	530 mm	530 mm