



## CHAISE DE DOUCHE AQUATEC OCEAN ERGO 5"

**UGS:** 10133

**850.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Assise réglable en hauteur de 475 à 600mm
- Assise et dossier amovibles pour faciliter le nettoyage
- Accoudoirs relevables amovibles
- Dossier réglable en tension
- Repose-pieds réglable en hauteur
- Largeur totale: (roues 5" 56cm) (roues 24" 67.5cm)
- Profondeur sans repose pieds: (roues 5" 70cm) (roues 24" 85.5cm)
- Largeur assise: 48cm
- Profondeur assise: 45cm
- Hauteur d'assise: 47.5 à 60cm
- Largeur entre les accoudoirs: 46cm
- Hauteur d'assise: 47.5 à 60cm
- Poids: (roues 5" 14.5kg) (roues 24" 19.5kg)
- Couleur: Blanc
- Charge max. utilisateur: 150kg
- Dossier réglable en tension et lavable à 60°C

**Categories:** [Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise de douche](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

La chaise de douche à pousser *Aquatec Ocean Ergo* est conçue pour répondre aux besoins des patients et des soignants tant à domicile qu'en collectivité.

Cette chaise en acier inoxydable est traitée contre la corrosion efficace même dans les milieux chlorés.

Elle possède une assise réglable en hauteur de 475 à 600mm sans outils. Son assise et son dossier sont amovibles pour faciliter le nettoyage.

Le dossier est réglable en tension et lavable à 60°C pour plus de confort.

Les repose-pieds sont antidérapants pour plus de sécurité et réglables en hauteur. Ils sont escamotables ainsi que les accoudoirs pour faciliter les transferts. Le montage se fait sans outil et chaque partie se monte et se démonte très facilement.

Une large gamme d'accessoires est disponible afin d'adapter la chaise de douche à pousser *Aquatec Ocean* aux besoins des utilisateurs, par exemple en version fauteuil roulant de douche avec des

roues de 24" ou encore en version XL offrant un dossier plus large et un poids max. utilisateur de 180kg.



	Largeur d'assise *	Profondeur d'assise *	Hauteur dossier *	Largeur dossier *	Profondeur dossier *
Ocean Edge	400 mm	400 mm	475 - 500 mm	385 mm	385 mm
Ocean Edge XL	400 mm	400 mm	475 - 500 mm	440 mm	385 mm
Ocean 24" Edge	400 mm	400 mm	475 - 500 mm	370 mm	370 mm
Ocean 24" Edge XL	400 mm	400 mm	475 - 500 mm	470 mm	370 mm
Ocean XP Edge	400 mm	380 mm	475 - 500 mm	360 mm	300 mm
Ocean Dual XP Edge	400 mm	400 mm	475 - 500 mm	360 mm	300 mm

  

	Largeur d'assise *	Profondeur d'assise *	Hauteur dossier *	Largeur dossier *	Profondeur dossier *
Ocean Edge	400 mm	400 mm	475 - 500 mm	385 mm	385 mm
Ocean Edge XL	400 mm	400 mm	475 - 500 mm	440 mm	385 mm
Ocean 24" Edge	400 mm	400 mm	475 - 500 mm	370 mm	370 mm
Ocean 24" Edge XL	400 mm	400 mm	475 - 500 mm	470 mm	370 mm
Ocean XP Edge	400 mm	380 mm	475 - 500 mm	360 mm	300 mm
Ocean Dual XP Edge	400 mm	400 mm	475 - 500 mm	360 mm	300 mm