



## CHAISE DE DOUCHE AQUATEC OCEAN VIP ERGO & DUAL VIP ERGO

**UGS:** 10190

**2'890.00 CHF – 4'790.00 CHF** Plage de prix :  
**2'890.00 CHF à 4'790.00 CHF** TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur d'assise : 47.5 à 60cm
- Hauteur du sol au bord inférieur de l'assise : 400 à 525mm Sans Porte-seau et de 385 à 510mm avec
- Assise et dossier amovibles pour faciliter le nettoyage
- Accoudoirs réglable (3 Position), relevables et amovibles
- Dossier réglable en tension
- Repose-pieds réglable en hauteur, escamotable et amovibles
- Largeur totale: 56.5cm
- Profondeur totale : 1m
- Largeur assise: 48cm
- Profondeur assise: 45cm
- Poids: Ocean VIP Ergo = 23.5Kg , Ocean Dual VIP Ergo = 28.5Kg
- Couleur: Blanc
- Charge max. utilisateur: 150kg

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise de douche](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

## CHAISE DE DOUCHE AQUATEC OCEAN VIP ERGO & DUAL VIP ERGO

**Ocean VIP Ergo : Angle d'assise réglable**

**Ocean Dual VIP Ergo : Angle d'assise réglable + Angle du dossier réglable**

Solutions modulaires pour l'hygiène personnelle des utilisateurs ayant des besoins de positionnement complexes.

Les deux modèles Ocean VIP Ergo offrent une plage de **réglage de l'angle d'assise de -5° à 40°**, le modèle **Ocean Dual VIP Ergo** offre en complément une plage de **réglage de l'inclinaison du**

**dossier de 5° à 35°**

Ils conviennent aux utilisateurs ayant des besoins de positionnement complexes.

- Réglage innovant de l'angle du siège (effort minimal requis par le soignant, déplacement minimal du centre de gravité pour l'utilisateur)
- Angle d'inclinaison du dossier de 5° à 35° (**Ocean Dual VIP Ergo**)
- sans ressort à gaz
- Applications pour les utilisateurs de très petite à très grande taille
- Réglage en hauteur en 6 étapes, sans outils
- Réglage du repose-pieds en 7 positions, sans outils
- Réglage des accoudoirs en 3 étapes
- Dos ajustable lavable en machine avec attaches rapides - ajustable individuellement
- Vaste gamme d'accessoires
  - . Capacité de charge maximale : jusqu'à 150 kg.

La **chaise de douche Aquatec Ocean VIP Ergo et Dual VIP Ergo** est conçue pour garantir confort, sécurité et praticité aux patients comme aux aidants. Elle convient aussi bien à un usage à domicile qu'en établissement médicalisé, grâce à sa conception robuste et évolutive.

Sa **structure en acier inoxydable résistant à la corrosion** est idéale pour une utilisation régulière, même en milieu chloré. L'assise est **réglable en hauteur de 475 à 600 mm sans outil**, ce qui permet une adaptation rapide à l'utilisateur et à l'environnement.

Le dossier réglable en tension est lavable à 60°C et apporte un excellent maintien. De plus, **l'assise et le dossier sont amovibles** pour faciliter l'entretien. Les repose-pieds sont antidérapants, **réglables en hauteur et escamotables**, tout comme les accoudoirs, pour permettre des transferts latéraux en toute sécurité.

**Le montage est simple et se fait sans outil.** Chaque élément peut être démonté rapidement pour faciliter le transport ou le nettoyage.

**Commandez votre chaise Ocean VIP Ergo ou Ocean Dual VIP Ergo – Livraison rapide en Suisse !**

**ACCESSOIRES VARIÉS pour l'assise et le dossier, le positionnement et la sécurité : Cale tronc (paire), Appui tête ergonomique, Appui nuque, repose jambe, barre de maintien, bloc accoudoir, anti-bascule,....**

**NOUS CONSULTER POUR UN DEVIS ADAPTÉ A VOTRE BESOIN.**

<https://youtu.be/N6V3zv39qSQ?si=akWaeF2R7XTsoF6V>

<https://youtu.be/GKtQZ5h-Rr4?si=ScHsFSqsLdGImv8u>

SKU	Price	Description	Modèle	Options
10190-1	2'890.00 CHF TVA incluse		Ocean VIP Ergo	Sans Option
10190-2	2'929.00 CHF TVA incluse		Ocean VIP Ergo	Porte-pot + Pot
10190-3	3'099.00 CHF TVA incluse		Ocean VIP Ergo	Porte-pot + Pot + Assise souple
10190-4	4'490.00 CHF TVA incluse		Ocean Dual VIP Ergo	Sans Option
10190-5	4'590.00 CHF TVA incluse		Ocean Dual VIP Ergo	Porte-pot + Pot

**SKU**

10190-6

**Price**

4'790.00 CHF TVA incluse

**Description**

**Modèle**

Ocean Dual VIP Ergo

**Options**

Porte-pot + Pot + Assise souple



**Ocean VIP Ergo**

Conçue pour les utilisateurs nécessitant plus de maintien en position assise



**Ocean Dual VIP Ergo**

Conçue pour les utilisateurs ayant des besoins de positionnement et de maintien plus complexes

	Largeur assise	Profondeur assise	Largeur base	Profondeur base	Hauteur assise au sol
Ocean VIP Ergo	485 mm	485 mm	585 mm	5200 mm	475 mm
Ocean Dual VIP Ergo	485 mm	485 mm	585 mm	5200 mm	475 mm

  

	Angle d'inclinaison	Angle de réclinaison	Poids net	Poids max. Utilisateur	Code de classe
Ocean VIP Ergo	0° - 30°	-	23.5 kg	100 kg	
Ocean Dual VIP Ergo	0° - 30°	15° - 90°	28.5 kg	100 kg	

