



## CHAISE DE DOUCHE AVEC ACCOUDOIRS

**UGS:** 10165

**200.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Dimensions assise: 54x41cm
- Hauteur totale: 80-95cm
- Largeur entre accoudoirs : 45cm
- Largeur totale avec accoudoirs: 56cm
- Profondeur totale: 47/50cm
- Poids: 4.7kg
- Couleur: Blanc

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise de douche](#)

## CHAISE DE DOUCHE AVEC ACCOUDOIRS – SÉCURITÉ ET CONFORT AU QUOTIDIEN

La **chaise de douche avec accoudoirs** est une solution idéale pour les personnes à mobilité réduite ou en perte d'autonomie. Elle permet de prendre sa douche assis, en toute sécurité, tout en maintenant un bon niveau de confort. Grâce à ses accoudoirs fixes, elle offre un excellent appui pour s'asseoir et se relever sans effort.

Conçue pour un usage quotidien, cette chaise possède une **assise ergonomique en plastique moulé**, facile à nettoyer. Ses pieds sont réglables en hauteur pour s'adapter à toutes les tailles et assurer une stabilité optimale dans la cabine de douche.

**De plus**, les embouts antidérapants fixés aux extrémités des pieds assurent une excellente adhérence, même sur un sol mouillé. **Ainsi**, vous bénéficiez d'un équipement sécurisé et durable qui s'intègre facilement dans votre salle de bain.

### □ **Caractéristiques principales :**

- Structure légère et résistante
- Accoudoirs fixes pour plus de stabilité
- Assise perforée pour l'écoulement de l'eau
- Pieds réglables en hauteur
- Embouts caoutchouc antidérapants

### **Une aide précieuse pour une toilette sereine**

La **chaise de douche avec accoudoirs** est un choix sûr et confortable pour les utilisateurs ayant besoin d'assistance dans la douche. Elle favorise l'autonomie tout en limitant les risques de chute.

**Commandez-la dès aujourd'hui – Livraison rapide partout en Suisse !**