



CHAISE DE DOUCHE (DOSSIER AMOVIBLE)

UGS: 10039

160.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions assise: 50x37cm
- Réglage hauteur: 38-55cm
- Encombrement pieds: 42x43cm
- Poids max. utilisateur: 180kg
- Poids: 4,5kg
- Couleur: Blanc

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise de douche](#)

Chaise de douche en plastique traité, avec de larges pieds pour une grande stabilité. Embouts caoutchoucs sur les pieds. Assise grainée large et profonde, réglable en hauteur avec dossier amovible. Montage sans outils.

