



## CHAISE DE DOUCHE À ÉLEVATION ET INCLINAISON ÉLECTRIQUE ERGOTIP

**UGS:** 10136

**5'999.00 CHF – 6'399.00 CHF** Plage de prix :  
**5'999.00 CHF à 6'399.00 CHF** TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Réglage électrique de la hauteur d'assise
- Inclinaison électrique de l'assise de -5° à +35°
- Assise disponible en version standard ou avec découpe en U
- Accoudoirs relevables facilitant les transferts latéraux
- Repose-pieds réglables et escamotables
- 4 roulettes pivotantes avec frein individuel
- Utilisation intensive en EMS, institutions et collectivités
- Structure robuste adaptée à un usage quotidien
- Revêtements faciles à nettoyer et à désinfecter
- Alimentation électrique sur batterie rechargeable
- Poids maximal de l'utilisateur : 200Kg

### Dimensions ErgoTip 5

- Largeur hors tout : 60 cm
- Profondeur hors tout : 74 cm
- Hauteur totale : 103 à 141,5 cm
- Largeur d'assise : 43 cm
- Profondeur d'assise : 43 cm
- Hauteur d'assise : 54 à 92,5 cm
- Largeur entre accoudoirs : 47,5 cm
- Poids : 33 kg

### Dimensions ErgoTip 6

- Largeur hors tout : 63,5 cm
- Profondeur hors tout : 74 cm
- Hauteur totale : 103 à 141,5 cm
- Largeur d'assise : 49 cm
- Profondeur d'assise : 48 cm

- Hauteur d'assise : 55 à 93,5 cm
- Largeur entre accoudoirs : 48 cm
- Poids : 33 kg

### Dimensions ErgoTip 7

- Largeur hors tout : 71,5 cm
- Profondeur hors tout : 74 cm
- Hauteur totale : 104 à 142,5 cm
- Largeur d'assise : 58,5 cm
- Profondeur d'assise : 48 cm
- Hauteur d'assise : 57 à 95,5 cm
- Largeur entre accoudoirs : 60 cm
- Poids : 33 kg

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes, Chaise de douche](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **45 jours**. Pour toute question ou pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans le choix du modèle, n'hésitez pas à nous contacter.

## CHAISE DE DOUCHE À ÉLÉVATION ET INCLINAISON ÉLECTRIQUE ERGOTIP – RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR ET DE L'INCLINAISON POUR UN CONFORT OPTIMAL

La chaise de douche électrique ErgoTip est destinée aux EMS, institutions spécialisées et particuliers recherchant une solution de douche à hauteur variable avec inclinaison électrique pour faciliter les soins quotidiens.

**Le fauteuil de douche ErgoTip** est une solution haut de gamme destinée aux établissements de soins, EMS, foyers spécialisés ainsi qu'aux particuliers nécessitant une assistance importante lors des soins d'hygiène.

Grâce à son système d'élévation électrique et à sa fonction de bascule électrique, l'**ErgoTip** permet d'adapter précisément la position de l'utilisateur tout en améliorant considérablement les conditions de travail des aidants.

Son réglage en hauteur facilite les transferts et permet de réaliser les soins dans une position ergonomique. Son inclinaison électrique offre un excellent maintien du patient tout en augmentant son confort et sa sécurité.

### LES POINTS FORTS DE L'ERGOTIP

- Réglage électrique de la hauteur d'assise
- Inclinaison électrique pour un positionnement confortable et sécurisé
- Conçu pour une utilisation intensive en collectivités et institutions
- Réduction des contraintes physiques pour les aidants
- Grande stabilité grâce aux quatre roulettes avec frein
- Assise disponible en version standard ou avec découpe en U
- Matériaux robustes adaptés à une utilisation quotidienne
- Entretien facile

## TROIS LARGEURS D'ASSISE DISPONIBLES

- ErgoTip 5 : Largeur d'assise : 43 cm
- ErgoTip 6 : Largeur d'assise : 49 cm
- ErgoTip 7 : Largeur d'assise : 58,5 cm

## UNE SOLUTION PENSÉE POUR LES SOINS QUOTIDIENS

Le fauteuil **ErgoTip** permet de positionner l'utilisateur à une hauteur adaptée aux soins, réduisant les efforts de manutention et améliorant le confort de tous les intervenants.

Associant sécurité, confort et ergonomie, il constitue une solution particulièrement appréciée dans les établissements médico-sociaux et les situations nécessitant une assistance régulière à la toilette.

## DISPONIBLE SUR COMMANDE EN SUISSE

**AàZsolutions vous accompagne dans le choix du modèle, de la largeur d'assise et des options les plus adaptées à votre situation**

<https://youtu.be/0id4tVY9uzE?si=GJQ4ba0trEFYLMkB>

SKU	Price	Description	Assise	Ouverture
10136-43	5'999.00 CHF TVA incluse		Any Assise	Any Ouverture
10136	5'999.00 CHF TVA incluse		Any Assise	Any Ouverture
10136-49	6'199.00 CHF TVA incluse		Any Assise	Any Ouverture
10136	6'199.00 CHF TVA incluse		Any Assise	Any Ouverture
10136-58.5	6'399.00 CHF TVA incluse		Any Assise	Any Ouverture
10136	6'399.00 CHF TVA incluse		Any Assise	Any Ouverture

