



## CHAISE DE DOUCHE ET DE TOILETTE SEAHORSE PLUS ACCESSOIRES: GARNITURE AMOVIBLE

**UGS:** 10113

**185.00 CHF – 515.00 CHF** Plage de prix :  
**185.00 CHF à 515.00 CHF** TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Sur demande

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes,](#)  
[Seahorse PLUS](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Chaise de douche et de toilette pour enfants et jeunes adultes.

Cette nouvelle génération est disponible en 3 tailles (S, M, L)

Convient à les enfants dès 5 ans.

Avec appui-tête réglable, accoudoirs escamotables, repose-pieds escamotables et amovibles, freins sur les 4 roues, sangle abdominale et pommeau souple amovible.

La chaise est réglable en hauteur sur 10cm.

La chaise peut s'utiliser comme une chaise de toilette, soit au moyen du grand pot amovible, soit au-dessus de la cuvette des toilettes. Elle est entièrement réglable en hauteur.

Le Seahorse PLUS peut s'utiliser comme une chaise de douche ou au-dessus d'une baignoire.

Elle est inclinable d'un seul bloc au moyen d'un vérin à gaz, allant de la position verticale à une inclinaison de 40°.

SKU	Price	Description	Modèle	Option
10113	280.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Small	Epaisse
10114	185.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Small	Mince
10115	340.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Medium	Epaisse
10116	215.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Medium	Mince
10117	500.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Large	Epaisse
10118	290.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Large	Mince
10121	515.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Large	Large

