



CHAISE DE DOUCHE ET DE TOILETTE SEAHORSE PLUS ACCESSOIRES: SUPPORT ANTÉRIEUR

UGS: 10107

150.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Sur demande

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes,](#)
[Seahorse PLUS](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Chaise de douche et de toilette pour enfants et jeunes adultes.

Cette nouvelle génération est disponible en 3 tailles (S, M, L)

Convient à les enfants dès 5 ans.

Avec appui-tête réglable, accoudoirs escamotables, repose-pieds escamotables et amovibles, freins sur les 4 roues, sangle abdominale et pommeau souple amovible.

La chaise est réglable en hauteur sur 10cm.

La chaise peut s'utiliser comme une chaise de toilette, soit au moyen du grand pot amovible, soit au-dessus de la cuvette des toilettes. Elle est entièrement réglable en hauteur.

Le Seahorse PLUS peut s'utiliser comme une chaise de douche ou au-dessus d'une baignoire.

Elle est inclinable d'un seul bloc au moyen d'un vérin à gaz, allant de la position verticale à une inclinaison de 40°.

SKU	Price	Description	Modèle
10107	150.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS SPÉCIFICATIONS	Small
10112	150.00 CHF TVA incluse		Medium et Large

