



CHAISE DE DOUCHE ET DE TOILETTE SEAHORSE PLUS

UGS: 10104

2'300.00 CHF – 2'500.00 CHF Plage de prix :
2'300.00 CHF à 2'500.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Sur demande

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#),
[Seahorse PLUS](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

CHAISE DE DOUCHE ET DE TOILETTE SEAHORSE PLUS – POLYVALENTE, AJUSTABLE ET SÉCURISÉE

La **chaise de douche et de toilette Seahorse PLUS** est spécialement conçue pour les **enfants à partir de 5 ans** et les jeunes adultes. Adaptable, confortable et sécurisée, elle répond aux besoins quotidiens d'hygiène tout en assurant un excellent maintien.

Cette chaise est disponible en **3 tailles (Small, Medium, Large)** afin de s'adapter à la croissance de l'enfant. Elle peut être utilisée en toute sécurité comme **chaise de douche, chaise de toilette ou au-dessus d'une baignoire**. Le dossier s'incline facilement jusqu'à 40° grâce à un vérin à gaz.

Le **modèle Seahorse PLUS** est équipé de nombreuses fonctions ergonomiques : **appui-tête réglable, accoudoirs et repose-pieds escamotables, sangle abdominale, pommeau souple amovible**. Il dispose de **quatre roues avec freins** et d'un réglage de hauteur de 10 cm pour faciliter les soins.

☐ Caractéristiques principales de la chaise Seahorse PLUS :

- 3 tailles disponibles : S, M, L
- Chaise multifonction : douche, toilette ou au-dessus de baignoire
- Dossier inclinable de 0° à 40° avec vérin à gaz
- Structure réglable en hauteur sur 10 cm
- Pot amovible ou usage au-dessus des WC
- Accessoires : accoudoirs escamotables, sangle, repose-pieds amovibles

Une solution hygiénique évolutive pour les enfants

La **chaise de douche et de toilette Seahorse PLUS** est l'alliée idéale pour les soins d'hygiène des enfants à besoins spécifiques. Elle s'adapte facilement à leur croissance et offre sécurité, confort et facilité de manipulation pour les aidants.

Commandez votre chaise Seahorse PLUS – Livraison en Suisse sur commande (2 à 3 semaines).

| SKU | Price | Description | Modèle |
|-------|--------------------------|--|--------|
| 10104 | 2'300.00 CHF TVA incluse | <p>SPÉCIFICATIONS Découvrez le Fauteuil de douche Seahorse Plus : sécurité et confort pour l'hygiène des PMR. Réglable et ergonomique, idéal pour la salle de bain. Livraison rapide !</p> | Small |
| 10105 | 2'400.00 CHF TVA incluse | <p>SPÉCIFICATIONS Découvrez le Fauteuil de douche Seahorse Plus : sécurité et confort pour l'hygiène des PMR. Réglable et ergonomique, idéal pour la salle de bain. Livraison rapide !</p> | Medium |
| 10106 | 2'500.00 CHF TVA incluse | <p>SPÉCIFICATIONS Découvrez le Fauteuil de douche Seahorse Plus : sécurité et confort pour l'hygiène des PMR. Réglable et ergonomique, idéal pour la salle de bain. Livraison rapide !</p> | Large |

