



## CHAISE DE DOUCHE PLIANTE ET À ROULETTES

**UGS:** 10167

**399.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Largeur du siège: 43cm
- Profondeur du siège: 43cm
- Hauteur du siège: 52cm
- Largeur entre accoudoirs: 49cm
- Dimensions hors tout (LxPxH):  
61x75x95cm
- Poids: 9.9kg
- Poids utilisateur: 125kg

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise de douche](#)

## CHAISE DE DOUCHE PLIANTE ET MOBILE MINORQUE – MOBILITÉ ET CONFORT AU QUOTIDIEN

La **chaise de douche pliante et à roulettes Minorque** est une solution intelligente pour les personnes à mobilité réduite qui recherchent à la fois confort, praticité et facilité de transport. Cette chaise est particulièrement adaptée aux besoins de la toilette quotidienne à domicile ou en collectivité.

Tout d'abord, elle offre une **assise confortable en mousse souple**, avec ouverture en U pour faciliter l'hygiène intime. Le dossier et les accoudoirs sont également recouverts de mousse pour un appui agréable. Ensuite, son **repose-pieds escamotable** permet un transfert plus sécurisé et plus aisé pour l'utilisateur.

Cette chaise se distingue aussi par sa structure **pliante en aluminium anodisé**, légère mais très résistante. Ainsi, elle se range facilement après usage, même dans les petits espaces. La **barre de poussée ergonomique** et les grandes roues arrière de 30 cm assurent une excellente maniabilité, tandis que les **roulettes avant avec freins** garantissent la stabilité.

### ☐ **Caractéristiques principales :**

- Structure pliante légère et durable
- Assise en U avec coussin de confort en mousse
- Dossier et accoudoirs rembourrés
- Repose-pieds relevable pour faciliter les transferts
- 2 roues arrière grand diamètre + 2 roulettes avant avec freins
- Pot amovible par l'avant ou par le haut

## Confort et praticité réunis dans un seul modèle

La **chaise de douche pliante et à roulettes Minorque** est le choix idéal pour conjuguer mobilité, hygiène et rangement. **Commandez-la dès aujourd'hui – Livraison rapide en Suisse !**

