



## CHAISE DE DOUCHE PLIANTE ET À ROULETTES

**UGS:** 10167

**480.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Largeur du siège: 43cm
- Profondeur du siège: 43cm
- Hauteur du siège: 52cm
- Largeur entre accoudoirs: 49cm
- Dimensions hors tout (LxPxH): 61x75x95cm
- Poids: 9.9kg
- Poids utilisateur: 125kg

**Categories:** [Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise de douche](#)

Chaise de douche très pratique et confortable. Elle cumule le côté mobile avec la fonction pliante pour le rangement. Elle dispose d'une assise ouverte en U avec sa galette de confort en mousse souple, d'un dossier recouvert de la même mousse souple et d'accoudoirs souples également. Son repose-pieds se relève pour faciliter les transferts.

Equipé de 2 roues arrières de grand diamètre 30 cm et de 2 roulettes à freins à l'avant. Pot amovible par l'avant ou par le haut. Barre de poussée confort. Structure en aluminium anodisé.

