



CHAISE DE DOUCHE ET TOILETTE SWIFT COMMUNE – ETAC

UGS: 10164

270.00 CHF – 507.00 CHF Plage de prix :
270.00 CHF à 507.00 CHF TVA incluse

Caractéristiques techniques :

- Couleur : gris
- Hauteur d'assise réglable : de 42 à 57 cm
- Largeur totale : 56 cm
- Largeur de l'assise : 54 cm
- Largeur entre les accoudoirs : 45 cm
- Profondeur de l'assise : 41 cm
- Dimensions de l'ouverture hygiénique : 30 × 21,5 cm
- Hauteur totale : de 80 à 95 cm
- Profondeur totale : de 53 à 55 cm
- Poids du produit : 6,2 kg
- Poids maximal de l'utilisateur : 160 kg
- Réglage de la hauteur : pieds télescopiques indépendants
- Inclinaison de l'assise : légère inclinaison antérieure possible par réglage des pieds
- Accoudoirs : amovibles
- Dossier : amovible
- Coussin d'assise : amovible
- Coussin de dossier : amovible
- Pot : amovible par le dessus
- Couvercle du pot : fourni
- Montage : sans outil
- Décontamination possible : jusqu'à 85 °C pendant 3 minutes
- Garantie fabricant annoncée : 5 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise de douche](#)

CHAISE DE DOUCHE ET TOILETTE SWIFT COMMODE – ETAC

La **Swift Commode d'Etac** est une chaise polyvalente pouvant être utilisée sous la douche, comme chaise percée indépendante ou directement au-dessus des toilettes.

Sa hauteur d'assise est réglable de **42 à 57 cm** afin de s'adapter à l'utilisateur et à la hauteur de la cuvette. Elle est fournie avec un **pot amovible et son couvercle**, ainsi qu'un coussin d'assise et un coussin de dossier amovibles.

Les accoudoirs et le dossier peuvent être retirés selon les besoins. Les pieds télescopiques permettent également une légère inclinaison vers l'avant pour faciliter le relevage.

Les embouts antidérapants assurent une bonne stabilité sur sol humide. La chaise se monte et se démonte sans outil et ses surfaces lisses facilitent le nettoyage.

Avec une largeur d'assise de **54 cm**, un espace de **45 cm entre les accoudoirs** et une charge maximale de **160 kg**, elle offre une assise stable et relativement spacieuse.

Utilisations possibles

- Chaise de douche
- Chaise percée indépendante
- Chaise de toilette à placer au-dessus d'une cuvette
- Assise avec coussin pour les soins d'hygiène
- Utilisation avec deux accoudoirs
- Utilisation avec un seul accoudoir
- Utilisation sans accoudoirs, selon l'évaluation des besoins de l'utilisateur

Commandez-la dès aujourd'hui – Livraison rapide partout en Suisse !

<https://youtu.be/Ve8LWBoaUR4?si=g8FjuUXJEdhMjiUK>

SKU	Price	Description	Porte-savon	Anti-éclaboussures	Porte-Papier toilette
10164	270.00 CHF TVA incluse		Sans	Sans	Sans
10164	349.00 CHF TVA incluse		Sans	Sans	Avec
10164	389.00 CHF TVA incluse		Sans	Avec	Sans
10164	468.00 CHF TVA incluse		Sans	Avec	Avec
10164	309.00 CHF TVA incluse		Avec	Sans	Sans
10164	388.00 CHF TVA incluse		Avec	Sans	Avec
10164	428.00 CHF TVA incluse		Avec	Avec	Sans
10164	507.00 CHF TVA incluse		Avec	Avec	Avec

