



## CHAISE PERCÉE À ROULETTES CASCATA

**UGS:** 10069

**380.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur assise: 52cm
- Largeur hors tout: 58.5cm
- Largeur assise: 45cm
- Couleur: Anthracite
- Poids: 18kg
- Poids max. utilisateur: 130kg
- 4 roues ø12.5cm freinées

**Disponible à la location: 50.- CHF/mois**

**Categories:** [Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise percée à roulette](#)

La chaise percée mobile "Cascata" est dotée d'une finition confort avec une assise percée rembourrée en mousse, accoudoirs rembourrés et escamotage du seau soit par l'avant, soit par l'arrière selon la fixation de l'assise percée.

Le cadre en acier est recouvert d'un traitement époxy anthracite de qualité et est démontable en 2 parties au niveau du dossier pour faciliter le transport.

La chaise est équipée de 4 roues freinées de 125mm en bandage souple pour faciliter la manoeuvrabilité.

