



CHAISE PERCÉE À ROULETTES GR 52

UGS: 10070

430.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur assise: 51.5cm
- Largeur hors tout: 61cm
- Hauteur totale: 95cm
- Profondeur assise: 46cm
- Profondeur hors tout: 70cm
- Largeur entre accoudoirs: 46cm
- Poids: 11kg
- Poids max. utilisateur: 130kg

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise percée à roulette](#)

Chaise percée mobile dotée d'une finition luxe avec une assise percée rembourrée en mousse et accoudoirs escamotables.

Elle est équipée d'un repose-pieds et de 4 roues freinées, assise et seau ergonomique.

Le châssis en acier est recouvert d'un traitement époxy.