



CHAISE PERCÉE BARIATRIQUE

UGS: 10145

280.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur totale: 90cm
- Largeur totale: 87cm
- Profondeur totale: 53cm
- Hauteur d'assise: 52cm
- Largeur d'assise: 75cm
- Profondeur d'assise: 45cm
- Matériaux: acier époxy, PVC étanche
- Poids: 9.5kg
- Poids maxi utilisateur: 160kg

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise percée](#)

Chaise percée XXL non ajustable en hauteur.
Seau (5L), escamotable par le coté ou par dessus.
Qualité et stabilité de l'assise avec découpe 21x25cm.