



## CHAISE PERCÉE DE TOILETTE AUTONOME

UGS: 10134

~~1'990.00 CHF~~ Le prix initial était :

~~1'990.00 CHF.990.00 CHF~~ Le prix actuel est :

990.00 CHF. TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Profondeur: 55cm
- Largeur: 61cm
- Hauteur: 64 à 69cm
- Poids: 19kg
- Poids max. utilisateur: 160kg
- Couleur: Blanc
- Réservoir eau de 3.5L suffisant pour 2 à 3 utilisations

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise percée](#)

OFFRE UNIQUE DE DESTOCKAGE : 1 PRODUIT DISPONIBLE A PRIX SACRIFIÉ = CHF990 au lieu de CHF1'990

## CHAISE PERCÉE DE TOILETTE AUTONOME – HYGIÈNE INTIME, CONFORT ET INDÉPENDANCE

La **chaise percée de toilette autonome Dignity Commode** redonne à l'utilisateur autonomie et dignité en facilitant l'hygiène intime sans assistance. Elle permet aux personnes à mobilité réduite ou en perte d'autonomie de se laver seules après être allées aux toilettes, tout en offrant un confort optimal et un haut niveau de sécurité.

**Grâce à son système de nettoyage intégré**, la chaise envoie un **jet d'eau réglable** pour l'hygiène intime, suivi d'un **séchage à l'air chaud**. L'eau est préalablement chauffée à une température agréable. Une fois le cycle terminé, les eaux usées s'écoulent dans un bassin amovible, facile à vider et à nettoyer.

Le bidet électronique est détachable, ce qui permet un nettoyage indépendant de la structure. L'installation est très simple: aucun raccordement sanitaire n'est nécessaire, il suffit de brancher la chaise sur une prise électrique. Un **petit réservoir latéral** assure l'alimentation en eau propre.

### □ Avantages de la chaise percée Dignity Commode :

- Installation sans travaux : plug & play
- Télécommande murale à gros boutons
- Jet d'eau et bras réglables, siège chauffant

- Lumière intégrée pour une utilisation de nuit
- Hauteur du cadre ajustable pour un confort personnalisé
- Chaise mobile avec système de verrouillage pour la stabilité

### **Un maximum d'autonomie au quotidien**

La **chaise percée de toilette autonome** est idéale pour améliorer la qualité de vie des utilisateurs en leur permettant de gérer leur hygiène de façon discrète, confortable et sécurisée, sans assistance extérieure.

**Commandez votre Dignity Commode – Livraison rapide en Suisse !**

