



## CHAISE PERCÉE DE TOILETTE AUTONOME

**UGS:** 10134

**1'780.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Profondeur: 55cm
- Largeur: 61cm
- Hauteur: 64 à 69cm
- Poids: 19kg
- Poids max. utilisateur: 160kg
- Couleur: Blanc
- Réservoir eau de 3.5L suffisant pour 2 à 3 utilisations

**Categories:** [Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise percée](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Le fauteuil **Dignity Commode** réduit le besoin d'assistance, restaure la dignité et l'indépendance en permettant aux personnes de se laver seules après être allées aux toilettes.

L'eau est chauffée à une température agréable (réglable), un jet contrôlé est envoyé pour l'hygiène intime, et de l'air chaud est ensuite soufflé pour sécher.

Les eaux usées s'accumulent dans le bassin pour pouvoir être facilement jetées par la suite.

Le bassin est en plastique blanc sanitaire et acier revêtu de plastique.

Le bidet électronique peut être détaché pour pouvoir laver la base de la chaise séparément.

L'installation se fait simplement en branchant la chaise sur une prise électrique, et un petit réservoir sur le côté permet de recharger en eau.

La chaise est mobile et peut se verrouiller pour plus de stabilité.

#### **Avantages:**

- Aucune installation requise
- Télécommande murale à gros boutons
- Siège chauffant
- Puissance et bras du jet d'eau réglables
- Petite lumière sous le siège pour l'utilisation nocturne
- Hauteur du cadre réglable

