



CHAISE PERCÉE MODULAIRE AQUATEC PICO

UGS: 10068

320.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur assise: 42-57cm
- Largeur hors tout: 57cm
- Profondeur hors tout: 52cm
- Largeur entre accoudoirs: 43cm
- Profondeur assise: 42cm
- Hauteur totale: 82-97cm
- Couleur: Blanc
- Poids: 4.8kg
- Poids max. utilisateur: 160kg

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise percée](#)

CHAISE PERCÉE MODULAIRE AQUATEC PICO – POLYVALENCE, CONFORT ET STABILITÉ

La **chaise percée modulaire Aquatec Pico** est conçue pour offrir une flexibilité maximale au quotidien. Grâce à sa conception 3-en-1, elle peut être utilisée dans les **toilettes, la chambre ou la douche**. Son design en plastique robuste et facile à nettoyer assure hygiène et durabilité.

Ce modèle est entièrement **réglable en hauteur** et dispose d'une **structure modulaire** : l'utilisateur peut choisir l'orientation de l'escamotage du seau (par l'avant, l'arrière ou les côtés) selon ses besoins. Les **accoudoirs et le dossier sont amovibles** pour faciliter les transferts ou s'adapter aux contraintes de l'environnement.

□ Avantages de la chaise percée Aquatec Pico :

- 3 utilisations possibles : chambre, salle de bain, WC
- Structure plastique légère, stable et facile à entretenir
- Hauteur ajustable pour plus de confort
- Seau accessible selon plusieurs orientations
- Pieds avec ventouses antiglisse pour plus de stabilité

Une chaise percée adaptée à chaque environnement

La **chaise percée Aquatec Pico** s'adresse aux personnes à mobilité réduite ou en convalescence. Son design personnalisable offre un confort optimal et une intégration facile dans tout espace sanitaire.

Commandez votre chaise percée modulaire Aquatec Pico – Livraison rapide en Suisse !

