



CHAISE PERCÉE MODULAIRE

UGS: 10068

320.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur assise: 42-57cm
- Largeur hors tout: 57cm
- Profondeur hors tout: 52cm
- Largeur entre accoudoirs: 43cm
- Profondeur assise: 42cm
- Hauteur totale: 82-97cm
- Couleur: Blanc
- Poids: 4.8kg
- Poids max. utilisateur: 160kg

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise percée](#)

Chaise percée plastique réglable en hauteur avec une conception 3 en 1 lui permettant de s'utiliser à la fois dans les toilettes, dans la chambre ou dans la douche.

Sa conception modulaire permet au patient de l'adapter à son environnement: réglage du sens de l'escamotage du seau (par les cotés ou par l'avant/l'arrière).

Les accoudoirs et le dossier sont amovibles.

Les pieds sont équipés de ventouses pour une bonne stabilité.

