



## CHAISE PERCÉE OMEGA ECO

**UGS:** 10063

**229.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur assise: 40-58cm
- Largeur assise: 45cm
- Profondeur assise: 43cm
- Largeur totale: 58cm
- Largeur entre accoudoirs: 47cm
- Couleur: Lavande
- Poids max. utilisateur: 140kg

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise percée](#)

## CHAISE PERCÉE OMEGA ECO – COMPACTE, STABLE ET FACILE À UTILISER

La **chaise percée OMEGA Eco** est une solution pratique et discrète pour les personnes ayant besoin d'un accès simplifié aux toilettes. Grâce à sa conception compacte, elle convient parfaitement aux **espaces exigus** tout en garantissant confort et sécurité.

Son **seau de 5 L de forme anatomique** est accessible par le haut, ce qui permet une manipulation facile et hygiénique. L'assise, stable et robuste, présente une **découpe intime de 20 x 25 cm** pour plus de confort. Les **pieds réglables en hauteur** sont équipés d'embouts antiglisse en caoutchouc, assurant une excellente adhérence au sol.

### ▣ Les points forts de la chaise OMEGA Eco :

- Chaise compactable, idéale pour les petits espaces
- Hauteur ajustable selon les besoins
- Seau amovible de 5L avec ouverture par le haut
- Assise confortable avec large découpe intime
- Pieds antiglisse avec embouts en caoutchouc

### Une chaise percée fiable et fonctionnelle

La **chaise percée** s'intègre facilement dans un environnement domestique ou médical. Elle apporte confort, autonomie et facilite le quotidien des personnes en perte de mobilité.

**Commandez votre chaise percée OMEGA Eco – Livraison rapide en Suisse !**

