



CHAISE PERCÉE OMEGA ECO

UGS: 10063

280.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur assise: 40-58cm
- Largeur assise: 45cm
- Profondeur assise: 43cm
- Largeur totale: 58cm
- Largeur entre accoudoirs: 47cm
- Couleur: Lavande
- Poids max. utilisateur: 140kg

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise percée](#)

Chaise percée ajustable en hauteur.
Seau (5L) de forme anatomique, escamotable par le haut.
Qualité et stabilité de l'assise avec découpe intime 20x25cm.
Idéal pour les espaces exigus.
Pieds avec embouts caoutchouc.

